

### Matériel à disposition pour les expériences :

- Deux plots,
- Une baguette en Balsa de section 5 x 10 mm et de longueur 500 mm,
- Une baguette en Balsa de section 5 x 15 mm et de longueur 500 mm,
- Une baguette en SAMBA de section 5 x 10 mm et de longueur 500 mm,
- Une baguette en PVC de section 5 x 10 mm et de longueur 500 mm,
- Une masse de 272 g matérialisée par un cylindre de  $\varnothing$  30 mm et de longueur 50 mm,
- Une masse de 197 g matérialisée par un cylindre de  $\varnothing$  20 mm et de longueur 80 mm,
- Une masse de 135 g matérialisée par une vis longue de longueur sous tête 100 mm,
- Une masse de 93 g matérialisée par une vis courte de longueur sous tête 40 mm,
- Neuf écrous de masse totale égale à 272 g,

